

/ Kontrolní manometry

Manometry pro měření tlaku v manžetě jsou nyní standardem v mnoha zdravotnických zařízeních. Stále více společností zabývajících se anesteziologií a medicínou intenzivní péče po celém světě zahrnuje neustálou kontrolu tlaku v manžetách do svých doporučení. Ventilátorová pneumonie (VAP) je nejčastější nozokomiální příčinou úmrtí na jednotce intenzivní péče a má zásadní dopad na náklady nemocnice a délku hospitalizace. Nejběžnější příčinou VAP je mikroaspirace potenciálně infekčních sekretů záhyby v manžetě tracheální trubice. Měření tlaku v manžetě také pomáhá snižovat tracheální ischemii a výsledné komplikace. Dostupnost vhodného vybavení a přesné měření jsou základem úspěšné léčby.

/ Cuff Controller

Automatický měřicí přístroj

Vlastnosti

Přístroj Cuff Controller je elektronické zařízení, které bylo vyvinuto pro nepřetržitou kontrolu a monitorování tlaku v manžetě. Byla prokázána jeho účinnost při udržování tlaku v manžetě v doporučeném rozmezí u pacientů na JIP.



Čelní panel

- Velký LCD displej
- Intuitivní ovládání a nastavení tlaku v manžetě
- Nastavitelný rozsah: 0 - 60 cmH₂O
- Integrovaný alarm - netěsnost, přetlak

- Reference viz. strana 28



Zadní panel

Univerzální svěrka pro upevnění na 25 mm kolejničku

Doplňující informace

Objednací informace

Cuff Controller / s akumulátorem, univerzální svěrka a spojovací hadičkou (200 cm)

obj.č.	bal.
55-13-500	1

Spojovací hadička / na jedno použití, materiál: PVC

délka	obj.č.	bal.
200 cm	54-05-113	10



Kontrolní manometr

Analogový manometr



Universal



Monitor



Pocket

Vlastnosti



Háček na zavěšení

na zadní straně manometru




Luer konus

na pravé straně manometru



Výpustný ventil na korekci tlaku

na levé straně manometru,
ovládaný palcem



Odsávací ventilek

na spodní straně balonku

Objednací informace

Kontrolní manometr / se spojovací hadičkou (100 cm)

	Universal	Monitor	Pocket	bal.
	obj.č. 54-07-000	obj.č. 54-05-000	obj.č. 54-04-000	1
Rozsah	0 - 120 cmH ₂ O	0 - 120 cmH ₂ O	0 - 120 cmH ₂ O	
Stupnice	Ø 68 mm	Ø 68 mm	Ø 50 mm	

Doplňující informace

- Reference viz. strana 28

Příslušenství

Spojovací hadička /

na jedno použití, materiál: PVC

délka	obj.č.	bal.
100 cm	54-05-112	10
200 cm	54-05-113	10





Sensitive

Pediatic


Vlastnosti

**Háček na zavěšení**

na horní straně manometru

**Luer konus**

na horní straně manometru

**Výpustný ventil na korekci tlaku**na zadní straně manometru,
ovládaný ukazováčkem**Odsávací ventilek**

na spodní straně balonku

Objednací
informace

Kontrolní manometr / se spojovací hadičkou (100 cm)

	Sensitive	Pediatic	bal.
	obj.č. 54-03-001	obj.č. 54-02-001	1
Rozsah	0 - 120 cmH ₂ O	0 - 60 cmH ₂ O	
Stupnice	Ø 50 mm	Ø 50 mm	